

EBSDtoODFソフトウエア

ſ		
	File Help	
	_ InputData	
入力ファイル 🛑	InputFile .txt .ang .ctf file	──→ Phase選択
	MaterialData	
	Material cif	入力テーダに
	Group P1 V Symmetry(OIM) 1 HKLCode 1 LaboTexCode 1-C1 (triclinic) V	Spacegroup Summatru 登録なしの担合
	Aaxis 1 Baxis 1 Caxis 1 alpha 90 beta 90 gamma 90	Symmetry 金塚なしの場合 cif指定
	outfiledisp	
出力ファイル	Makefile	
	DataStartline 0 PhasePotision 0 Selectphase 0 f1 1 F 2 f2 3 X 4 Y 5	― ファイル作成
OIM-Ang ~	OIM-Ang V Holder	
OlM-Ang	SOR Variance	
HKL-ctf	15 deg.>= Step 5.0 Filemake	
LaboTex-SOR		

AngデータからLaboTex(SOR単相)

putData														
InputFile C:\mtex-5.1.1\data\EBSD\olivineopticalmap.ang olivine										~				
		1								olivine	e			
lateriaID	lata									Dolon	nite			
Mat	terial	cif	.TXT.	cif file						Ensta	tite			
										Chalc	opyrite			
Group	P1	~	Symn	netry(OIM)	22	HKLCod	e	3	Labo	Tex(AllPha	ase			
Aaxis	4.762	Baxis	10.225	Caxis	5.994	alph	a 9	0.0	beta	90.0	gamma	90.0		
83 -	1 64198	2 64795 1	39764 1	2 00000 0	00000 184750 9	5 0 263 1	0 1 1	69 0 00000	0.00000	0.00000.0	00000			
84 ·	1 64511	2 64658 1	40167 1	6 00000 0	00000 190592 6	5 0 425 1	0.09	75 0 000000	0.000000	0.000000 0	000000			
85	1 65003	2 65055 1	40223 2	0 00000 0	00000 175735 8	3 0 281 1	0 1 1	39 0 000000	0.000000	0.000000 0	000000			
86 -	1 64906	2.64736 1	40763 2	4 00000 0.	00000 164054 9	0 282 1	0 1 3	15 0 000000	0.000000	0.000000 0.	00000			
87 .	1 64619	2 64662 1	40882 2	8 00000 0	00000 170213 3	3 0 420 1	0 0.8	31 0.000000	0.000000	0.000000 0.	000000			
88 -	1.65026	2.64843 1	41355 2	2 00000 0.	00000 173074 3	2 0 360 1	0 1 1	88 0.000000		0.000000 0.	000000			
89 -	1.64429	2.65001 1	40400 2	6,00000 0.0	00000 105087 4	5 0 205 1	0 1 5	80 0.000000		0.000000 0.	00000			
00 ·	6.01849	0.47048 0	86507 4	0.00000 0.0	00000 53562 4	0.001.3	1 2 24		0.0000000	0.000000 0.0	00000			
90. 91 ·	1.02674	1 55010 5	37942 4	4 00000 0.	00000 43186 0	0.025 1 0	1 2 25	0.000000	0.000000	0.000000 0.0	00000			
02 ·	1.02074	1.00018 0	6/000 /	8 00000 0.0	00000 42100.9	0.0231 0	2.33		0.000000	0.000000 0.0	0000			
02.	6 27863	1 34746 4	31240 5	2 00000 0.0	00000 42103.0	0.000 1 0	1 2 2 2	5 0.000000	0.000000	0.000000 0.0	0000			
94 -	4 36202	1 44591 5	43568 5	6 00000 0.	00000 76183 5	0.060 1 0	, 2.20) 1.73	7 0 000000	0.000000	0.000000 0.0	00000			
05.	4 36117	1.4460 5	43966 6	0.00000 0.	00000 153203 4	0.000 1 0	0 1 0	52 0 000000	0.0000000	0.000000 0.0	00000			
96 -	4.35841	1 44285 5	44178 6	4 00000 0	00000 200322 3	3 0 315 1	0 1 1		0.000000	0.000000 0.	000000			
97 ·	4 35907	1 44273 5	44119 6	8 00000 0	00000 214971 7	7 0 466 1	0 1 1	42 0 000000	0.000000	0.000000 0.	000000			
98 -	4 36095	1 44459 5	43964 7	2 00000 0.	00000 202979 6	5 0 463 1	0 1 1	0.000000	0.000000	0.000000 0.	000000			
99 -	4 36150	1 44219 5	43721 7	6 00000 0	00000 159648 7	7 0 614 1	0 1 1	93 0 000000	0.000000	0.000000 0.	000000			
00 :	4.43858	0.84443 4	.99301 8	0.00000 0.	00000 71151.6	0.001 1 0	2.22	3 0.0000000	0.0000000	0.000000 0.0	00000			
												outfile	disp	
Makefile							_							
DataS	startline	180 Pha	sePotisio	n 8 S	electphase	1 f	1	I F	2	f2 3	X	4	Y	5
Labo	Tex-SOR	~	Hold	ler	C:\mtex-5.1.	1\data\EB	SD\o	ivineoptic	almapEt	00.SOR				
-SOR)	Variance —													
	15 deg	.>= Ste	p 5.0] F	ilemake									

作成する単Phaseを選択

Ang,ctfデータからMTEX(ctf,ang)

HKL-ctf

OIM-Ang

HKL-ctf



Olivineoticalmap.angを読み込む









LaboTexに読み込み



0 0



1539.3

1429.4

1319.4

1209.5 1099.5

989.6 769.7

659.7 549.8

439.8

329.9

219.9

1.0

¢_-0-180 ∆² = 5.00



MTEXとLaboTexの違い

MTEXでは、1データに対し広がりで計算する Default:FWHM=25deg

Harmonic portion: degree: 25 weight: 1

120

120

120

 φ_1

 φ_1

 φ_1

0

30

60

90

0

30

60

90

0

30

60

90

0

Ð

0

Ð

0

Ð

odf = calcDensity(ebsd('olivine').orientations,'halfwidth',2*degree)

 φ_1

```
Radially symmetric portion:
kernel: de la Vallee Poussin, halfwidth 2°
center: 9137 orientations, resolution: 1°
weight: 1
```

LaboTexは極端にFWHMを狭くした状態を表示

L a b o T e x は加工せずに単純加算で表示



MTEXとLaboTexのrandom定量比較

Hermonicによりrandom領域の乱れが発生



50

25

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

- cvcle

odf

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

MTEX FWHM=2deg





LaboTex



Random=0% 6,000 <u>ខ</u>្ម 5,000 { 4,000 乱れなし 3,000 2,000 . 1,000 Ο 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.0 0.9 1.0 odf cvcle

 \times

GPODFDIsplayによるLaboTexデータの平滑化





重み6,繰り返し15の平滑化 Max439.8->24.92

Random領域に影響を及ぼさない平滑化

MTEXのmファイル変更

- MTEX5.1.1はそのまま
- •以降はloadEBSD_ang.mファイルの修正
- MTEX5.8.0の場合

```
(C;) > mtex-5.8.0 > interfaces
                                                                       更新日時
                                        名前
                                                                                         種類
                                                                                                       サイズ
                                      IoadEBSD_ang.m
                                                                                         M ファイル
                                                                                                             9 KB
                                                                       2023/04/08 13:04
                                       osc_phases.txt
                                                                                                             8 KB
                                                                       2022/01/22 2:59
                                                                                         テキスト文書
                                       saveGrainSet hdf5.m
                                                                                                             з КВ
                                                                       2022/01/22 2:59
                                                                                         M ファイル
                                       IoadEBSD generic.m
                                                                                         Mファイル
                                                                                                             4 KB
                                                                       2022/01/22 2:59
                                                                                                                                  追加
200 % get the correction setting↓
201 corSettings = {'notSet','setting 1','setting 2','setting 3','setting 4'};↓
202 corSetting = get_flag(varargin,corSettings,'notSet');↓
203 corSetting = find(strempi(corSetting,corSettings))-1;↓
204 corSetting = 2;
205 if check_option(varargin, 'convertSpatial2EulerReferenceFrame')↓
206 flag = 'keepEuler';↓
207 opt = 'convertSpatial2EulerReferenceFrame';↓
208 elseif check option(varargin,'convertEuler2SpatialReferenceFrame')↓
```

Download しばらくの間download可能



odftex@ybb.ne.jp 山田

2023年02月22日更新 金属から高分子まであらゆる材料の極点図、ODF、結晶方位解析ツールを紹介します。 更に、CTRバッケージソフトウエアが体験出来るCDを配布しています。(HelperTex Office) 手持ちの極点図データから極点処理を行い、ODF解析の体験か可能です。 メールでご連絡ください。 <u>CTRフルパッケージソフトウエア(update版)downloadも可能</u>

<u> 既設CTRソフトウエアのバージョンアップが無料で行えます</u>

<u>Java runtime(X86)</u> j<u>ava3D(X86)</u>

<u>技術資料</u> <u>(技術資料2) 技術資料4</u> <u>Q&A</u> MTEX



X線を用いた極点測定データから各種解析を行います。極点図から結晶方位を決める事は難しいが、ODF解析で自動的に結晶 方位は決まり、更にVolumeFraction解析で方位の定量が可能になります。このODF解析周辺のソフトウエアが パッケージになっています。 評価ソフトウエアとして、一定期間、お試しセットもご提供致します。<u>HelperTex Officeサイトをご覧ください。</u> 期限切れ(TimeOver)の場合、ご連絡ください。

正規版ご使用の場合(画面タイトル部に日付表示なし)、問い合わせください。無償版をインストールすると、期限付きに変わ る事があります 正規版と異なるコンピュータでお試し下さい.. 正規版(A01-101)のパージョンアップも承ります。ご連絡ください。

本説明書と技術資料はCD-ROMに書き込みして配布しております。ご質問から請求してください

 Download Updateは、CTRフルパッケージソフトウエア版にてUpdatetesでいます。

 CTRSoftware-Conversion2.pdf を参考にしてください。

<u>CTRフルパッケージ+説明書+技術資料(CTR.zip)download開始</u>

ソフトウエア説明書

No	プログラム名	Ver.No.	更新日	備考	Download Update
----	--------	---------	-----	----	--------------------

最下部の通信欄3



Method=3

CTRのバージョンによっては動作しない場合があります。 問い合わせください。

<u>CTRフルパッケージ+説明書+技術資料(CTR.zip)download開始</u>

