

XRDシステムの測定系と処理系の分離

2022年04月03日

HelperTex Office

概要

L a b o T e xではH A S Pの dongleキーを使用していますが、最近XRD測定システムと競合し動作不良が発生しています。

不良動作

dongleキーの赤ランプは点灯するが、L a b o T e xが起動できない。

解決方法

XRDが動作しているコンピュータに対し、別のコンピュータにL a b o T e xをインストールし、データの受け渡しを行う。

接続方法

- 1) 独立したコンピュータ間をネットワークで接続し、共有ホルダでデータ受け渡し
- 2) 独立したコンピュータでデータをUSBで受け渡しを行う
- 3)、画面、キーボード、マウスを共有（切り替え機で接続を行う）、ネットワーク接続